



Ionic Cleanse. Apparatet er innstilt på 220v for bruk i Norge. Bruk eventuelt bryteren bak på apparatet (110 Volt, om du er i områder med 110 Volt). Maskinen skal kobles på strømnett med overspenningsvern. (mot lyn-nedslag)

Leveringsomfang i kofferten: Varmebelte. Maskin, armbånd. strømledning og en ion koil (forbruksvare) Engelsk brukermanual. Norsk brukerveiledning.

1 INFRARØDT BELTE. Maskinen leveres med FIR varmebelte. (Fir = Usynlige lysbølger med samme bølgelengde som sola.) FIR beltet kan bl.a. hjelpe for

avgiftning, mot cellulitter, figurforming og skape bedre blodsirkulasjon som følge av varmen som oppstår fra friksjonen i Cellene. Fir kan således lindre smerte og fjerne betennelser i kroppen. Vannmolekylene blir løst opp og regenereres, men da i en mindre størrelse. Dette gjør at vannet kan gå lettere gjennom cellemembranens vannkanaler (Aquaporiner). (Alle celler, ben/hud/hår osv har en vannkanal som også blir brukt av Ionene. Oppdagelsen kalles nå Ion kanal. Nobel Pris i kjemi 2003)

Oppsett: Skaff deg oversikt ved å sette opp apparatet. Det skal kobles til en kolbe på fronten av apparatet (spiralen) som må stå i vannet sammen med bena. Pluss eventuelt varmebelte, som kobles til bak på maskinen, og som du kan bruke hvor du vil på kroppen. Alle plugger skal settes inn og dras ut igjen. Ikke skrus, da dette kan løsne festet, over tid.

Antistatisk kontakt Armbånd: Må brukes. Jordingsarmbåndet settes inn på fronten (liten jack plugg). Armbåndet gjør maskinen mer effektivt ved at du kan sette dette på overkroppen der vi har de aller viktigste organene. Det gjør kroppen til en leder og ionene går gjennom kroppen og fra/mot den aktive polen som står i vannet når programmet veksler mellom + og min. Ta eventuelt en dråpe vann fra baljen om du er tørr på huden.

Varmebeltet/valgfritt: På toppen av maskinen kan du aktivere FIR varmebeltet og styre varmen i beltet ved å velge Lav, Medium eller Høy styrke. On/Off Knapp. Det er 3 forskjellige styrker. Kan brukes hver dag.

Balje: Husk at du løser opp ca 1/2TS salt (når kolben er ny) i varmt vann før behandlingen. Dersom du tar i for mye salt vil maskinen slutte å produsere ioner fordi effekten (AMP opp til 2,4) blir for høy. Ta da i mer vann. 6-7 cm i baljen for å dekke sonden. Bruk havsalt eller Jod salt fra vanlig butikk. Jodsalt kan ha flere positive sider. Det sies at Maldon salt eller havsalt er bedre fordi dette er naturlig. Ha godt og varmt vann da dette gjør at porene under føttene åpner seg. Salt er helt nødvendig for å heve energien i vannet. Ut fra hvilke område i kroppen detox jobbet. Se på tabell i engelsk bruksanvisning.

Detoxmaskinens brukergrensesnitt

På fronten kan du trykke start når du er koblet til og eventuelt har stilt inn ønsket tid, og ønsker å sette i gang behandlingen.

Apparatets arbeidsmetoder:

Mode 1 er default, og vanlig for de fleste mennesker, for å fjerne syre og tungmetaller (amalgam rester osv) og heve PH i kroppen.

[1]. Default mode. 70%+(30%-)Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået. Mest vanlig og populær. Kan brukes av alle mennesker.

[2]. Bare positive loner, fjerner syre og hever PH i kroppen.

[3]. (100%- negative) Fjerner tungmetaller. Beholder PH.

[4]. (15+)(10-)(5+) Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået, kan benyttes av alle.

[5]. (10-)(15+)(-5) Fjerner tungmetaller og syre, beholder PH nivå, passer for alle.

Klinikk. Bruk eventuelt vedlagt Skjema når du tar behandling på andre:

Husk at, barn under 8, gravide og folk med elektriske implantater som pacemakere ikke skal benytte maskinen. Kopier ev, opp og bruk skjemaet på ev, klienter. http://www.bluefront.no/detox/SporreSkjema_Detox.pdf Transplanterte har organer fra andre personer. Det sies at folk kan ha forskjellig spenning og bio ressonans i kroppens celler. Maskinen skal i følge bruksanvisningen ikke brukes av transplanterte. Har man sår på føttene så vent med å bruke detox til det er grodd. Man kan da ha hendene i badet isteden. Dette hjelper siden huden er kroppens største sammenhengende organ.

Kroppen kan ikke klare seg uten ioner. Tilføring av disse er spesielt gunstig. Det sies at detoxmaskinen kan doble kroppens osmoseeffekt (evnen til å kvitte seg med slagstoffer), for eksempel etter medisiner (kan fjerne cellegift etter kreftkurer på halve tiden) er også veldig effektiv etter operasjoner (på foten, når sårvev er grodd). Fjerner misfarging i hud raskt osv. Restituerer kroppen raskere etter harde påkjenninger. Avfallet fra kroppen er vanskeligere å vaske vekk (som i dusjen), imens det som oppstår kjemisk i vannet og fra salt og vann er enkelt å vaske vekk. Bruk eventuelt baljeposer for å hindre at baljen blir skitten.

Vask bena etter behandling, da toxiner kan trekke seg inn gjennom huden igjen. Hver % teller.

Tips:

Drink gjerne litt vann før og etter behandlingen.

Varmebeltet styres fra toppen. Og detox i fronten.

En kur er 14 ganger, og så har man en pause på 1 uke/14 dager. Deretter er det mange som klarer seg med 1 gang pr. uke for å holde sine plager i sjakk. Reumatisme, bechterev, psoriasis

Salt:

Har du mye kalk i vannet, trenger du mindre salt. (Salt tærer på kolben og skaper noe kjemisk farge men Vannets ledningsevne blir høyere.) Har du et rensset vann trenger du mer salt. Dette tærer da mer på sonden. Størrelsen på baljen? Prøv deg frem med salt og se på verdien du får i displayet. A. kutter maskinen ut, er det fordi du har tatt i for mye salt. Sørg for at saltet er løst opp, så du ikke maskinen nuller ut ved for høy effekt.

Ha ellers god lufting. Unngå å puste inn dampen, da bl.a. salt kan brukes som brekkmiddel og pga flyktige tungmetaller som for eksempel kvikksølv og klordamp. Drink gjerne vann både før og etter. Har du lavt blodsukker, spis litt før behandlingen.

Feilsøking.

Dersom du ikke får frem 15V og en energi på A, som viser Ampere (opp til 2,4) så er det mest trolig at du ikke har kontakt mellom fotbadet og kroppen. Sjekk armbåndet. Eller at du bruker for mye salt og maskinen kutter ut over 2,4 amp.(sikkerhet) Dersom du ikke får kontakt med armbåndet, ta en dråpe vann fra fotbadet på huden.

Ved feilmeldinger. HUSK AT: Brukeren må ha bena i vannet sammen med sonden, og må ha på magnet armbånd. Er brukeren litt tørr i huden, ta en dråpe vann på huden/armbåndet.. Velg eventuelt Mode. Eller Trykk Start og maskinen starter i Mode 1. Som er mest brukt og passer for alle. (70%+ ioner og 30%-ioner)

Apparatet kan variere effekten noe i overgangene. Og effekten blir ikke for høy. Stopper ved 2.4 A. Viser da 0 Ampere. Ta i mer vann.

Det kan ellers være at: Kolben er utslitt. Brudd på lederen. Se om det kommer hvite små prikker/bobler (ioner) ved kolben.

Armbåndet er ikke skikkelig stramt eller at man er tørr i huden. Eller brudd/utslitt. Vanntesten. En dråpe vann på huden ved armbåndet.

Eller at man ikke har bena i baljen. Ikke har skrudd på apparatet, satt ledninger helt inn..

Support: Bare ring hvis du trenger support! Helst før 20.00 på virkedager.

|| Telefon 932 92 113 før 2000, på virkedager || Les om [Acidose](http://www.detox-spa.no) på www.detox-spa.no

Bluefront 2011 || www.bluefront.no || || www.rorlegen.no || **God detox!**

Bluefrønt



ionCleanse

BESKRIVELSE

Ion generatoren står i vannet med føttene, og det settes en lavfrekvent strøm på. Metallene i generatoren i kombinasjon med vannet og saltet generer positive og negativ ladede ioner.

Dette skjer ved å separere hydrogen molekylar og oksygen fra vann molekylet. (H+ OH)

Disse ionene nøytraliserer ladede partiklar i kroppen. (Kroppsfremmede stoffer) De nøytraliserte partiklene blir trukket ut fra kroppen hud ved osmose og diffusjon. Osmose og diffusjon besørger flytting av partiklar gjennom en membran fra en lavere konsentrasjon til en høyere konsentrasjon.

Med bena i en balje blir den høyere konsentrasjonen ionfeltet som blir satt opp rundt ion generatoren forårsaket av ionene i vannet.

I diskusjoner rundt Ion Cleanse er det riktig å si at det er en positiv og en negativ elektrisk prosess. Og ikke bare en kjemisk prosess. Selv om denne måten å bruke ioner på, også vil danne en kjemisk farge i vannet, som lett lar seg vaske vekk. Med bena i blir det mer farge.

Prosess;

Når Ion Cleanse er i positive modus, sendes strøm mot den positive polen på generatoren, hvilket gjør at det produseres mer negative ioner i vannet.

4vannmolekyler (4H₂O) + 4 Elektroner (4E⁻)
reduseres til (2H₂) Hydrogengass + (4OH⁻) hydro oxygen ioner. I denne polaritet har vi hydrogengass rykende fra Generatoren.
Vi har i denne mode, en blanding av negative hydro-oksygen ioner i vannet.

Derfor, skaper maskinen ved positiv polaritet en negativ ladning i vannet.

Når maskinens display viser NEG. vil strømmen gå mot den negative polen på ion generatoren. Prosessen med å lage positive ioner starter i vannet.

Prossesen. (2H₂O) 2vannmolekyler oksyderer til (O₂) oksyngengass + 4H⁺ ioner + 4 elektroner. I denne polariteten har vi oksyngengass fra vannet rundt ion generatoren som nå produserer positive ioner. Derfor kan man si at negativ polaritet lager en positiv konsentrasjon av ioner og en positiv polaritet skaper en positiv konsentrasjon ioner.

Denne prosessen er også kjent som elektrolyse av vann.

Ionisering er grunnen et velkent fenomen, en prosess som skjer ved flytting av vannmolekyler, som i bølger på stranden. Tenk på hvor deilig det er å gå på stranden eller ved et vannfall der denne prosessen skjer naturlig.

Vi skaper det samme fenomenet med en Ionic fotspa, bare mange ganger så sterkt.

