

Bruk og Tips

Ion fot spa **Detox**



www.Detox-spa.no

Telefon: +47 932 92 113

*DetoxMaskin med Jordings Armbånd og eventuelt Fir belte
"Far Infra Red" Belt
Infra Rødt Belte*

Det lønner seg og sette opp apparatet og få et overblikk, og ordne med salt til vannet. Så er det bare å koble seg til med armbånd og eventuelt Fir beltet, og trykke Enter, egentlig.

Bland ut saltet med Varmt vann for så å temperere. Husk. Varmt vann er bra siden det åpner porene under føttene, som har de største porene på kroppen. Tar man i for mye salt vil maskinen gi en feilmelding under behandlingen. (om saltet løser seg gradvis opp) "current error" og man må tilsette mer vann. Dette at maskinen kutter ut ved for høy energi gjør maskinen helt trygg og skånsom. Energi over 2,4 er ikke så vanlig, og dette gir 2,8. Og apparatet er stilt inn på Mode 3, som gir helt stabil energi på rundt 2.0 A under hele behandlingen. Du kan velge andre innstillinger etter å ha trykket Enter og er i gang. Bruk ca en ½ ts rød Jozo med jod også fordi jod kan ha gunstige egenskaper.

Den kjemiske prosessen i vannet lager ca 70% av fargen p.g.a. vannets beskaffenhet, imens den elektrolytiske prosessen er hva vi er ute etter. Det sies at det som er vanskelig å vaske bort, stammer fra kroppen.

Bruker du baljeposer får du et mye lettere renhold av baljen.

Vannmengde i karet

Dekke sonden, som eventuelt også kan ligge nede i fotbadet

Armbånd skal kobles til maskinen og på armen, benet osv.

Liten "Bananplugg" kobles bak. **Antistat "magnet" Armbåndet** virker som en jording, slik at kroppen blir en leder. Har man ikke på armbånd får man feilmelding "Current error" Armbåndet må slutte kretsen.

Fir Belte

Fir varmebeltet (innstillinger på toppen av maskinen) Kobles inn bak.

Sonde, Ion generator

Stor "Jack" plug. Kobles foran. **Ione generatoren** (Sonden) skal stå i vannet. Hvis ikke.. Feilmelding "Current error" Desinfisering av sonden kan foretrekkes mellom noen mennesker. Da sonden blir slitt eller får et belegg på seg, må man bruke mer salt for å få opp energien. Bena må sti vannet sammen med kolben.

Saltmengde. Ta i ca en ½ ts Jodsalt på ca 5 liter vann.

Hvis du har i mye vann trenger du mer salt. Etter noen behandlinger vil oksydert fett og andre substanser fra kroppen feste seg på sonden, og den virker derfor bedre jo bedre den blir rengjort. Da sonden ryker helt til slutt er det fordi metallet er tæret bort og at det blir "Current error"

Maskinens display

Viser Tid, Mode (styrke) 1, 2, 3, Energi/Current. Varme til Fir beltet og eventuelle feilmeldinger. Dersom du ikke har på armbånd eller har for mye salt i vannet.

-Følg alltid fabrikkens bruksanvisning.

God Detox! Prøv å unngå å puste inn dampen fra baljen. Dekk til. Ha god lufting osv Tungmetaller kan være flyktige, salt kan brukes som brekkmiddel. Klordamp fra vannet.